

発光分光分析機



TA4CH(弊社規格Ac4cH)の分析結果サンプル

WinOE - サンプル % - 分析再計算 - TA4CH-SR - タニダ 発光 TA4CH-SR (Al/Si) -

プログラム:T_ALALSI 品質:TA4CH-SR エレメント:20
 日付:2008/01/10 時間:17:56:52 charge No.: SA101
 rutubo No.: L Name: S zaisitu: 4C
 sampling GBF: BEFORE kanri: 110_1 ラン: 3
 ラン平均化:2

	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn	Ni	Cr	Ti	Sn	Pb	Na	Ca
□ 1	0.01082	7.00321	0.35062	0.00459	0.10722	0.00635	0.00465	0.00071	0.00599	0.00037	0.00082	0.00007	0.00027
☑ 2	0.01098	7.12720	0.36473	0.00451	0.10878	0.00641	0.00475	0.00071	0.00601	0.00038	0.00082	0.00006	0.00025
☑ 3	0.01091	7.06365	0.37076	0.00448	0.10897	0.00645	0.00470	0.00072	0.00592	0.00038	0.00085	0.00009	0.00027
Avg	0.01094	7.09543	0.36775	0.00450	0.10887	0.00643	0.00473	0.00071	0.00596	0.00038	0.00083	0.00007	0.00026
Sd	0.00005	0.04494	0.00427	0.00002	0.00013	0.00002	0.00004	0.00000	0.00006	0.00000	0.00002	0.00002	0.00001
Sd%	0.43208	0.63331	1.16110	0.42740	0.12140	0.38520	0.81036	0.59793	1.07371	0.22640	2.54684	24.82608	4.70299
	Sb	Sr	P	Be	AL%	AlO	Al3						
□ 1	0.00148	0.00128	(-0.00099)	(-0.00003)	92.5026	63.95100	184.94400						
☑ 2	0.00150	0.00126	(-0.00099)	(-0.00003)	92.3627	62.64000	182.31500						
☑ 3	0.00146	0.00131	(-0.00090)	(-0.00003)	92.4200	62.09800	181.29700						
Avg	0.00148	0.00128	(-0.00094)	(-0.00003)	92.3913	62.36900	181.80600						
Sd	0.00003	0.00003	0.00006	0.00000	0.0406								
Sd%	1.88333	2.50757	-6.84771	-0.29730	0.0439								

R 分析選択 B 中断 A 再分析 C 分析完了

メーカー名: ARL社
 仕様: 42チャンネル
 特徴: 1ppmオーダーの測定が可能

サンプルの準備が整ったら、再分析ボタンを使ってください